


口腔科
Oral Instruments



QUALITY
OUR WAY TO SUCCESS

拔牙钳
Tooth Forceps

拔牙钳
Tooth Forceps



口腔科
Oral Instruments



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1113RB
23#, 成人, 镶颚式
拔除下颌磨牙用



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1119RB
32#, 成人, 镶颚式
拔除上颌双尖牙及牙根用



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1124RB
44#, 成人, 镶颚式
拔除下颌切牙及牙根用



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1126RB
46#, 成人, 镶颚式
拔除下颌切牙用



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1128RB
48#, 成人, 镶颚式
拔除下颌牙根用



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1133RB
53L#, 成人, 镶颚式
拔除上颌左侧1、2磨牙用



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1134RB
53R#, 成人, 镶颚式
拔除上颌右侧1、2磨牙用



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1138RB
65#, 成人, 镶颚式
拔除上颌牙根用



口腔科
Oral Instruments

拔牙钳
Tooth Forceps

拔牙钳
Tooth Forceps



口腔科
Oral Instruments



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1143RB
69#, 成人, 镶颚式
拔除碎片或小牙根用。



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1148RB
88L#, 成人, 镶颚式
拔除上颌左侧1、2磨牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1149RB
88R#, 成人, 镶颚式
拔除上颌右侧1、2磨牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1150RB
150#, 成人, 镶颚式
拔除上颌双尖牙及切牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1151RB
151#, 成人, 镶颚式
拔除下颌双尖牙及切牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1160RB
210#, 成人, 镶颚式
拔除上颌第三磨牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps
ZR1162RB
222#, 成人, 镶颚式
拔除下颌第三磨牙用。



口腔科
Oral Instruments

拔牙钳
Tooth Forceps

拔牙钳
Tooth Forceps



口腔科
Oral Instruments



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1211RB
1#, 儿童, 镶颚式
拔除上颌切牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1212RB
2#, 儿童, 镶颚式
拔除上颌牙根用。



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1213RB
3#, 儿童, 镶颚式
拔除上颌切牙及牙根用。



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1214RB
4#, 儿童, 镶颚式
拔除下颌切牙及牙根用。



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1215RB
5#, 儿童, 镶颚式
拔除下颌乳磨牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1216RB
6#, 儿童, 镶颚式
切断乳牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1217RB
7#, 儿童, 镶颚式
拔除下颌切牙用。



拔牙钳
Tooth Forceps, Child
ZR1218RB
8#, 儿童, 镶颚式
拔除上颌乳磨牙用。



口腔科
Oral Instruments

正畸钳
Orthodontic Pliers



正畸钳
Light Wire Plier(With cutter)
ZR1260RB
尖头两用，镶片
用于弯制各类弓丝不同弧度的
精细弯曲，及弯制各类弹簧曲，
钳头镶硬质合金。
钳喙中部带切断。



正畸钳
Light Wire Plier
ZR1261RB
细丝弓弯制，镶片
用于弯制各类弓丝不同弧度的
精细弯曲，及弯制各类弹簧曲，
钳头镶硬质合金。



正畸钳
Distal End Cutter
ZR1262RB
末端切断，镶片
用于切断过长的弓丝末端，
且能夹住剪下扎上头，
剪切扎口在0.5mm以下，
刃口镶嵌硬质合金。



正畸钳
Ligature Cutter
ZR1263RB
细丝切断，镶片
用于剪断直径0.3mm以下的
结扎丝、橡皮圈等，
刃口处镶硬质合金
(不能用来切断矫治主弓丝)。

正畸钳
Orthodontic Pliers



正畸钳
How Plier
ZR1268RB
霍氏，弯，镶片
用于将弓丝插入颊侧管中，
结扎弓丝或前牙带环的成形等。



正畸钳
How Plier
ZR1269RB
霍氏，直，镶片
用于将弓丝插入颊侧管中，
结扎弓丝或前牙带环的成形等。



正畸钳
Distal End Bending Plier
ZR1270RB
末端回弯，镶片
用于弓丝的末端回弯。



正畸钳
Bracker Removing Plier
ZR1271RB
托槽拆除，弯头 90°，镶片
用于拆除各种型号的前牙托槽。



正畸钳
Young Loop Bending Plier
ZR1265RB
欧米茄半月梯形，镶片
用于弯制精准的Ω曲。



正畸钳
Torque Bending Plier
ZR1266RB
转矩形成，镶片
用于弯制形成方丝转矩。



正畸钳
Kin Plier
ZR1267RB
kim多曲方丝弓，镶片
用于弯制多曲方丝弓、
钳喙中部带切断，
最大限度用于0.021×0.025英寸。



正畸钳
Bracker Removing Plier
ZR1272RB
托槽拆除，弯头45°，镶片
用于拆除各种型号的前牙托槽。



正畸钳
Bracker Removing Plier
ZR1273RB
托槽拆除，直头，镶片
用于拆除各种型号的前牙托槽。



正畸钳
Ceramic Bracker Removing Plier
ZR1274RB
陶瓷托槽拆除，镶片
用于拆除各种型号的前牙托槽。



正畸钳
Band Removing Plier
ZR1275RB
带环拆除，镶片
用于去除后牙区的带环及
除去直接粘于牙齿的托槽附件。

口腔科
Oral Instruments

口腔科
Oral Instruments

正畸钳
Orthodontic Pliers



正畸钳
Crimpable Hook
Placement

ZR1276RB
游离钩专用，镶片
用于锁定游离牵引钩于
弓丝的某一位置上，
铰链连接采用偏心设计，
锁定操作轻松省力。

正畸钳
Lingual Ligature Cutter

ZR1277RB
舌侧细丝切断，镶片
用于剪切软态结扎丝或
橡皮圈等，主要用于舌侧。

正畸钳
Weingare Plier

ZR1278RB
细头温氏，镶片
用以夹特弓丝穿入颊管，
揭颊管盖及弓丝在颊管
后做末端回弯等。

正畸钳
Adhesive Removing Plier

ZR1279RB
粘接剂去除，镶片
用于刮除牙面正畸粘结剂，
而不损伤牙釉质。



正畸钳
Hard Wire Cutter

ZR1264R
粗丝切断

牙槽咬骨钳
Bone Rongeur Forceps



牙槽咬骨钳
Bone Rongeur Forceps

ZR1310RB
圆口



牙槽咬骨钳
Bone Rongeur Forceps

ZR1311RB
方口

技工钳
Tooth Forceps



技工钳
Laboratory Piles
ZR1320R
成形钳, 107#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1321R
轧梗钳, 111#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1322R
插板钳, 112#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1323R
梯形钳, 113#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1327R
成形钳, 118#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1328R
成形钳, 120#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1329R
成形钳, 121#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1330R
成形钳, 122#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1331R
三德钳, 127#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1324R
成形钳, 114#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1325R
成形钳, 115#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1326R
卡环钳, 116#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1333R
日月钳(小), 134#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1334R
日月钳, 134#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1337R
成形钳, 137#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1339R
成形钳, 139#



技工钳
Laboratory Piles
ZR1340R
成形钳, 147#



口腔科
Oral Instruments



口腔科
Oral Instruments

牙挺
Root Elevators

牙挺
Root Elevators



口腔科
Oral Instruments



ZR1371RB
1#, 直头, 宽2.5
空心八角柄
Straight



ZR1372RB
2#, 直头, 宽3
空心八角柄
Straight



ZR1373RB
3#, 直头, 宽4
空心八角柄
Straight



ZR1374RB
4#, 弯头, 宽3
空心八角柄
Curved



ZR1375RB
5#, 弯头, 宽5
空心八角柄
Curved



ZR1376RB
6#, 弯头, 宽6
空心八角柄
Curved



ZR1377RB
27#, 右, 头宽9.5
空心八角柄
Right



ZR1378RB
28#, 左, 头宽9.5
空心八角柄
Left



ZR1379RB
302#, 右, 头宽2.5
空心八角柄
Right



ZR1380RB
303#, 左, 头宽2.5
空心八角柄
Left



ZR1381RB
S4, 三角头
空心八角柄



ZR1382RB
S5, 三角头
空心八角柄



ZR1383RB
S8, 弯头
空心八角柄
Curved



ZR1384RB
S9, 弯头
空心八角柄
Curved



口腔科
Oral Instruments

牙挺 (微创牙挺)
Luxating Elevators

牙根尖挺
Apical Elevators



ZR1391RB
1#, 微创



ZR1392RB
2#, 微创



ZR1393RB
3#, 微创



ZR1394RB
4#, 微创



ZR1401RB
1#, 八角柄



ZR1402RB
2#, 八角柄



ZR1403RB
3#, 八角柄



ZR1404RB
1#, 空心八角柄




ZR1405RB
2#, 空心八角柄



ZR1406RB
3#, 空心八角柄



口腔科
Oral Instruments



口腔科
Oral Instruments

丁字形牙挺
Root Elevators Type T



ZR1411RB
1#, 丁字形, 左
Left



ZR1412RB
2#, 丁字形, 右
Right



ZR1413RB
3#, 丁字形, 左
Left



ZR1414RB
4#, 丁字形, 右
Right

牙挺 (开冠挺)
Crown Remover/ Spreaders



ZR1425RB
开冠挺, 直头
空心八角柄



ZR1426RB
开冠挺, 弯头45°
空心八角柄



ZR1427RB
开冠挺, 弯头90°
空心八角柄



口腔科
Oral Instruments



口腔科
Oral Instruments

牙科剪
Metal Crown Scissors



牙科剪 (金冠剪)
Metal Crown Scissors

ZR1440R
110, 直头, 金冠
Straight

ZR1441R
110, 弯头, 金冠
Curved



牙科剪 (细丝剪)
Metal Crown Scissors

ZR1446R
细丝, 有齿



牙龈剪
Gum Scissors

ZR1450RB
130 直
Straight



牙龈剪
Gum Scissors

ZR1451RB
130 弯
Curved



牙龈剪
Gum Scissors

ZR1452RB
双弯
Double curved



技工石膏剪
Plaster Shear

ZR1460RB
160
ZR1461RB
200

牙用镊
Dental Tweezers



牙用镊
Dental Tweezers

ZR020R
160, 单弯
Single curved



牙用镊
Dental Tweezers

ZR021R
160, 双弯
Double curved



牙用镊
Dental Tweezers

ZR022R
160, 单弯, 定位
Single curved, with pin



牙用镊
Dental Tweezers

ZR023R
160, 双弯, 定位
Double curved, with pin



牙用镊 (咬合纸镊)
Dental Tweezers

ZR1495R
咬合纸镊, 直
Straight
ZR1496R
咬合纸镊, 弯
Curved



口腔科
Oral Instruments



口腔科
Oral Instruments

牙骨锤
Bone Chisel



ZK043R
180



ZR2139R
两头尼龙

牙骨锉、牙周锉
Bone Files, Periodontal Files



牙骨锉
Bone Files

ZR1511R
1#, 尖圆/尖圆
扁柄

牙骨锉
Bone Files

ZR1512R
2#, 长圆/尖圆
扁柄

牙周锉
Periodontal
Files

ZR1501R
1#, 直
实心圆柄
Straight

牙周锉
Periodontal
Files

ZR1502R
2#, 右弯
实心圆柄
Right Curved

牙周锉
Periodontal
Files

ZR1503R
3#, 左弯
实心圆柄
Left Curved

牙周锉
Periodontal
Files

ZR1504R
4#, 左弯圆头
实心圆柄
Left Curved

牙周锉
Periodontal
Files

ZR1505R
5#, 右弯圆头
实心圆柄
Right Curved




口腔科
Oral Instruments



口腔科
Oral Instruments

口镜 (反光板)、口镜
Reflector、Reflector



口镜 (反光板)
Reflector

ZR1515R
反光板式, 双面
Double-sided

ZR1516R
反光板式, 单面
Single-sided



口镜
Mouth Mirrors

ZR1520R
4#, 平光, 耐高温
Anti-heat Plain

ZR1521R
4#, 放大, 耐高温
Anti-heat Magnifying

ZR1522R
5#, 平光, 耐高温
Anti-heat Plain

ZR1523R
5#, 放大, 耐高温
Anti-heat Magnifying



口镜
Mouth Mirrors

ZR1524R
4#, 平光, 耐高温, 镀铬
Anti-heat Plain Rhodanized

口镜 (口镜柄)
Mouth Mirrors Handle

ZR1525R
口镜柄

牙用分离器 (牙骨膜分离器)、牙龈分离器 (牙龈压排器)、牙龈分离器
Periosteals、Gingival Separators、Gingival Separators



牙用分离器 (牙骨膜分离器)
Periosteals

ZR1541R
牙骨膜分离, 1#
双头
Double-ended

牙用分离器 (牙骨膜分离器)
Periosteals

ZR1542R
牙骨膜分离, 2#
双头
Double-ended

牙龈分离器
Gingival Separators

ZR1547R
双头
Double-ended



ZR1543R
牙龈压排
有齿圆头
With teeth

ZR1544R
牙龈压排
无齿圆头
Without teeth

ZR1545R
牙龈压排
有齿半圆头
With teeth

ZR1546R
牙龈压排
无齿半圆头
Without teeth

牙龈分离器 (牙龈压排器)
Gingival Separators

牙龈分离器 (牙龈压排器)
Gingival Separators

牙用刀
Cement Spatulas

牙用刀
Cement Spatulas




口腔科
Oral Instruments



石膏切刀
Plaster Knives
ZR1561RB
常规, 5R

石膏调刀
Plaster Spatulas
ZR1562RB
常规, 1R




ZR1571R
1#, 切除
斧刃左
Left

ZR1572R
2#, 切除
斧刃右
Right

ZR1574R
4#, 尖刃

ZR1578R
8#, 镰刀刃

牙龈刀
Gum Knives



牙用刀 (粘固粉调刀)
Cement Spatulas
ZR1591R
粘固粉调刀 1# 双头 八角柄
Double-ended
ZR1592R
粘固粉调刀 2# 双头 八角柄
Double-ended

牙用刀 (粘固粉调刀)
Cement Spatulas
ZR1601RB
粘固粉调刀 1# 双头 实心圆柄
Double-ended
ZR1602RB
粘固粉调刀 2# 双头 实心圆柄
Double-ended

牙用刀 (粘固粉调刀)
Cement Spatulas
ZR1593R
粘固粉调刀 3# 单头 八角柄
Single-ended




口腔科
Oral Instruments

牙用刀
Cement Spatulas

牙用刀
Cement Spatulas



口腔科
Oral Instruments



口腔科
Oral Instruments




牙用刀
Cement Spatulas

牙用刀
Cement Spatulas



口腔科
Oral Instruments



技工蜡型雕刻刀
Wax Carvers
ZR1634R
C10 八角柄

技工蜡型雕刻刀
Wax Carvers
ZR1635R
C11 八角柄

技工蜡型雕刻刀
Wax Carvers
ZR1636R
C12 八角柄

技工蜡型雕刻刀
Wax Carvers
ZR1638R
大蜡匙 31#八角柄

ZR1639R 46#
ZR1641R 47#
ZR1643R 48#

技工蜡型雕刻刀
Wax Carvers
双头，八角柄
Double-ended


ZR1640RB 46#
ZR1642RB 47#
ZR1644RB 48#

技工蜡型雕刻刀
Wax Carvers
双头，实心圆柄
Double-ended



口腔科
Oral Instruments


牙用刀
Cement Spatulas



ZR1661R 1# ZR1662R 2# ZR1663R 3# ZR1664R 4# ZR1665R 5# ZR1666R 6#

托马斯雕刻刀
Thomas Waxing Instruments
双头Φ8
Double-ended

牙用凿
Bone Chisels



ZR1681RB 1#, 月牙刃
ZR1682RB 2#, 半圆刃
ZR1683RB 3#, 弯月牙刃 Curved
ZR1684RB 4#, 弯半圆刃 Curved
ZR1685RB 5#, 直刃 Straight

阻生牙骨凿
Bone Chisels

阻生牙骨凿
Bone Chisels
ZR500R 150

口腔科
Oral Instruments



蜡刀
Wax Carvers
ZR1670R



烤瓷器
Wax Carvers
ZR1671R
双头, C1
Double-ended



弹性烤瓷器
Wax Carvers
ZR1672R
双头, C2
Double-ended


口腔科
Oral Instruments



ZR1691RB 1#, 弯半圆刃 宽3
Curved, 3mm
ZR1692RB 2#, 单面刃 宽3.5
3.5mm
ZR1693RB 3#, 半圆刃, 直刃 宽3
Straight, 3mm
ZR1694RB 4# 直刃 宽5
Straight, 5mm

牙骨凿
Bone Chisels

牙用凿
Bone Chisels



ZR1701R 1#, 直刃, 宽5
Straight, 5mm

ZR1702R 2#, 直刃, 宽4
Straight, 4mm

ZR1703R 3#, 直刃, 宽3
Straight, 3mm


ZR1704R 4#, 直刃, 宽2
Straight, 2mm

ZR1705R 5#, 直刃, 宽1.5
Straight, 1.5mm

ZR1706R 6#, 倒锥直刃, 宽5.5
Straight, 5.5mm

牙釉凿
Dental Chisels

牙刮匙
Bone Curettes



ZR1721R 1#, 直铲形
双头, 八角柄
Straight

ZR1722R 2#, 双弯铲形
双头, 八角柄
Double-curved
double-ended

ZR1723R 3#, 双弯铲形
双头, 八角柄
Double-curved
double-ended

ZR1724R 4#, 双弯铲形
双头, 八角柄
Double-curved
double-ended

ZR1781R 1#, 双弯铲形, 锐
双头, 八角柄
Double-curved
sharp double-ended

ZR1782R 2#, 双弯铲形, 锐
双头, 八角柄
Double-curved
sharp double-ended

ZR1731RB 1#, 直铲形
双头, 实心圆柄
Straight

ZR1732RB 2#, 双弯铲形
双头, 实心圆柄
Double-curved
double-ended

ZR1733RB 3#, 双弯铲形
双头, 实心圆柄
Double-curved
double-ended

ZR1734RB 4#, 双弯铲形
双头, 实心圆柄
Double-curved
double-ended

ZR1791RB 1#, 双弯铲形, 锐
双头, 实心圆柄
Double-curved
sharp double-ended

ZR1792RB 2#, 双弯铲形, 锐
双头, 实心圆柄
Double-curved
sharp double-ended

八角柄R 实心圆柄RB

ZR1741R 1#, 直匙形

ZR1742R 2#, 双弯匙形

ZR1743R 3#, 双弯匙形



双头, 扁柄
Double-curved
double-ended

刮治器
Curettes

刮治器
Curettes



口腔科
Oral Instruments




口腔科
Oral Instruments

洁治器
Scalers



ZR1851R 1# ZR1852R 2# ZR1853R 3# ZR1854R 4# ZR1855R 5# ZR1856R 6# ZR1857R 7# ZR1858R 8# ZR1859R 9#

单头, 八角柄
Single-ended




ZR111R 1# ZR112R 2# ZR113R 3# ZR114R 4# ZR115R 5# ZR117R 7# ZR118R 8# ZR119R 9#

双头, 八角柄
Double-ended

口腔科
Oral Instruments

剔挖器
Excavators



ZR1871R 1#, 单弯, 头宽1.2
双头, 八角柄
Single curved double-ended

ZR1872R 2#, 双弯, 头宽1.2
双头, 八角柄
Double curved double-ended

ZR1873R 3#, 双弯, 头宽1.4
双头, 八角柄
Double curved double-ended

ZR1874R 4#, 双弯, 头宽1.6
双头, 八角柄
Double curved double-ended

ZR1875R 5#, 双弯, 头宽2.0
双头, 八角柄
Double curved double-ended

ZR1876R 6#, 双弯, 头宽2.2
双头, 八角柄
Double curved double-ended

ZR1881RB 1#, 单弯, 头宽1.2
双头, 实心圆柄
Single curved double-ended

ZR1882RB 2#, 双弯, 头宽1.2
双头, 实心圆柄
Double curved double-ended

ZR1883RB 3#, 双弯, 头宽1.4
双头, 实心圆柄
Double curved double-ended

ZR1884RB 4#, 双弯, 头宽1.6
双头, 实心圆柄
Double curved double-ended

ZR1885RB 5#, 双弯, 头宽2.0
双头, 实心圆柄
Double curved double-ended

ZR1886RB 6#, 双弯, 头宽2.2
双头, 实心圆柄
Double curved double-ended

八角柄R 实心圆柄RB


口腔科
Oral Instruments

研光器
Burnishers



ZR1901R 1# ZR1902R 2# ZR1903R 3# ZR1904R 4# ZR1905R 5# ZR1906R 6#

单头, 八角柄
Single-ended




ZR1911R 1#, 3# ZR1912R 2#, 4# ZR1913R 1.5#, 2# 八角柄 ZR1914R 2.5#, 3# 八角柄 ZR1915R 1.5#, 4# ZR1916R 1.5#, 2.5# ZR1917R

双头
Double-ended

双头
Double-ended


双头
Double-ended

牙探针
Explorers



ZR1951RB 1#, 八角柄 ZR1952RB 2#, 八角柄 ZR1941RB 5#, 八角柄 ZR1953RB 6#, 八角柄 ZR1942RB DG16#

牙探针
Explorers
双头
Double-ended



ZR1954RB 7# ZR1955RB 9# ZR1956RB 10# ZR1957RB 11# ZR1958RB 12# ZR1959RB 13# ZR1960RB 14#


牙探针
Explorers
单头, 八角柄
Single-ended

ZR1961RB 17# ZR1962RB 21# ZR1963RB 22# ZR1964RB 23#


口腔科
Oral Instruments

口腔科
Oral Instruments

牙周袋探针
Periodontal Probe



根管充填器 (垂直加压器)、根管充填器 (侧压器)、根管充填器
Pluggers/Condensers、Spreaders、Root-canal Pluggers



粘固粉充填器、银汞合金充填器
Cement Pluggers, Amalgam Pluggers



牙科树脂充填器、牙科树脂充填器（树脂修正器）
Dental Plastic Filling Instruments



口腔麻醉注射架、口腔麻醉注射架（琼脂注射器）
Aspirating Syringes、Agar Imrerssion Syringes



口腔麻醉注射架
Aspirating Syringes
ZR2115RB
钩头



口腔麻醉注射架
Aspirating Syringes
ZR2116RB
尖头



口腔麻醉注射架（琼脂注射器）
Agar Imrerssion Syringes
ZR2121R
琼脂注射，2ml
Large

口腔科
Oral Instruments

口腔开口器、唇颊牵开器、直角拉钩
Mouth Gags、Retractors、Retractors



口腔开口器
Mouth Gags
ZR2130R
钳形，大
Large
ZR2131R
钳形，小
Small



唇颊牵开器
Retractors
ZR2140RB
直，板式
Straight



唇颊牵开器
Retractors
ZR2141RB
弯，板式
Curved



直角拉钩（瓦形拉钩）
Retractors
ZR2150RB
瓦形



直角拉钩
Retractors
ZR2151RB
双头
Double-ended

口腔科
Oral Instruments

银汞合金输送器、牙用尺
Amalgam Carriers, Dental Measuring Instruments



银汞合金输送器
Amalgam Carriers
ZR2157R
不锈钢
Stainless steel



牙用尺
Dental Measuring Instruments
ZR2165RB
金属卡尺



牙用尺
Dental Measuring Instruments
ZR2166RB
游标卡尺

压舌板、吸唾管、拔髓针 (拔髓针柄)
Tongue-spatula, Aspirator Tip, Nerve Broach



压舌板
Tongue-spatula
ZR2175R
140 直形
Straight



压舌板
Tongue-spatula
ZR2176R
160 直形
Straight



压舌板
Tongue-spatula
ZR2177R
180 直形
Straight



吸唾管
Aspirator Tip
ZR2190R
Φ3



拔髓针 (拔髓针柄)
Nerve Broach
ZR2191R
神经针柄, 110



口腔科
Oral Instruments



口腔科
Oral Instruments

橡皮障打孔器、方丝弓成型器、牙正畸结扎器（带环推子）、牙正畸结扎器（结扎杆）
Rubber Dam Punch Forceps, Arch Turret, Band Pusher, Ligation rod

硅橡胶修形器、玻璃粘固粉调板、橡皮碗、滴蜡器
Carver For Silicone, Rubber Cap, Wax Drip



口腔科
Oral Instruments



橡皮障打孔器
Rubber Dam Punch Forceps
ZR2196R



方丝弓成型器
Arch Turret
ZR2200R
7槽0°



牙正畸结扎器（带环推子）
Band Pusher
ZR2210R
带环推子 空心六角柄




牙正畸结扎器
（结扎杆）
Ligation rod
ZR2211R
双头
Double-ended



硅橡胶修形器
Carver For Silicone
ZR2215R
S2雕刀型



玻璃粘固粉调板
ZR2226P
两片装



ZR2231R 1#
ZR2232R 2#
ZR2233R 3#

滴蜡器
Wax Drip



橡皮碗
Rubber Cap
ZR2226P
大号
Large



橡皮碗
Rubber Cap
ZR2228P
小号
Small



口腔科
Oral Instruments

去冠器、去冠器（去冠钳）、去冠器（金冠破除钳）
Crown Remover, Crown Remove Pliers




去冠器
Crown Remover
ZR2241R
一柄两头

去冠器
Crown Remover
ZR2242R
自动去冠器 双头

去冠器（去冠钳）
Crown Remover
ZR2243R
去冠钳，钳型

去冠器（金冠破除钳）
Crown Remove Pliers
ZR2244R
金冠破除

成形片、成形片夹
Matrix Band, Matrix Clamp



成形片
Matrix Band
ZR2255R
小号
Small
ZR2256R
中号
Middle
ZR2257R
大号
Large

成形片夹
Matrix Clamp
ZR2270RB
钳式

成形片
Matrix Band
ZR2261R
杆式 1#
ZR2262R
杆式 2#
ZR2263R
杆式 3#

成形片夹
Matrix Clamp
ZR2271RB
杆式

口腔科
Oral Instruments

口腔科
Oral Instruments

成形片夹 (结扎丝)、成形片夹 (牙用不锈钢丝)、成形片夹 (牙用不锈钢扁丝)
Ligature Wire、Dental Stainless Steel Wire



成形片夹 (结扎丝)
Ligature Wire
ZR2276R
结扎丝 $\Phi 0.2$ 20g
ZR2277R
结扎丝 $\Phi 0.3$ 20g
ZR2278R
结扎丝 $\Phi 0.4$ 20g
ZR2279R
结扎丝 $\Phi 0.25$ 20g



成形片夹 (牙用不锈钢丝)
Dental Stainless Steel Wire
ZR2280R
牙用不锈钢丝 $\Phi 0.5$ 30g
ZR2281R
牙用不锈钢丝 $\Phi 0.6$ 30g
ZR2282R
牙用不锈钢丝 $\Phi 0.7$ 30g
ZR2283R
牙用不锈钢丝 $\Phi 0.8$ 30g
ZR2284R
牙用不锈钢丝 $\Phi 0.9$ 30g
ZR2285R
牙用不锈钢丝 $\Phi 1.2$ 30g
ZR2286R
牙用不锈钢丝 $\Phi 1.4$ 30g
ZR2287R
牙用不锈钢丝 $\Phi 1.6$ 30g
ZR2288R
牙用不锈钢丝 $\Phi 1.8$ 30g



成形片夹 (牙用不锈钢扁丝)
Dental Stainless Steel Wire
ZR2289R
牙用不锈钢扁丝 $\Phi 0.5$ 50g
ZR2290R
牙用不锈钢扁丝 $\Phi 0.6$ 50g
ZR2291R
牙用不锈钢扁丝 $\Phi 0.7$ 50g
ZR2292R
牙用不锈钢扁丝 $\Phi 0.8$ 50g
ZR2293R
牙用不锈钢扁丝 $\Phi 0.9$ 50g
ZR2294R
牙用不锈钢扁丝 $\Phi 1.0$ 50g



成形片夹 (牙用不锈钢扁丝)
Dental Stainless Steel Wire
ZR2295R
牙用不锈钢扁丝 大 1.6
Large
ZR2296R
牙用不锈钢扁丝 中 1.4
Middle
ZR2297R
牙用不锈钢扁丝 小 1.2
Small

牙科夹 (牙托)
Impression Tray



牙科夹 (铝有孔牙托)
Impression Tray
ZR2330R
牙托, 1#, 上下口, 有孔, 铝
ZR2331R
牙托, 2#, 上下口, 有孔, 铝
ZR2332R
牙托, 3#, 上下口, 有孔, 铝
ZR2333R
牙托, 4#, 上下口, 有孔, 铝



牙科夹 (铝无孔牙托)
Impression Tray
ZR2334R
牙托, 1#, 上下口, 无孔, 无牙, 铝
ZR2335R
牙托, 2#, 上下口, 无孔, 无牙, 铝
ZR2336R
牙托, 3#, 上下口, 无孔, 无牙, 铝



牙科夹 (铝局部牙托)
Impression Tray
ZR2337R
牙托, 左, 右, 局部, 铝



牙科夹 (铝活动牙托)
Impression Tray
ZR2338R
牙托, 活动式, 铝

牙科夹 (牙托)
Impression Tray



牙科夹 (塑钢有孔牙托)
Impression Tray

ZR2339P
牙托, 小上下口, 有孔, 塑钢
Small

ZR2340P
牙托, 中上下口, 有孔, 塑钢
Middle

ZR2341P
牙托, 大上下口, 有孔, 塑钢
Large



牙科夹 (塑钢有孔牙托)
Impression Tray

ZR2342P
牙托, 局部左右, 有孔, 塑钢



牙科夹 (塑钢有孔牙托)
Impression Tray

ZR2343P
牙托, 前牙上下口, 有孔, 塑钢



牙科夹 (不锈钢有孔牙托)
Impression Tray

ZR2344RB
牙托, 小上下口, 有孔, 不锈钢
Small

ZR2345RB
牙托, 中上下口, 有孔, 不锈钢
Middle

ZR2346RB
牙托, 大上下口, 有孔, 不锈钢
Large



牙科夹 (不锈钢有孔局部牙托)
Impression Tray

ZR2347RB
牙托, 左右, 局部, 有孔, 不锈钢

牙科夹 (牙托)
Impression Tray



牙科夹 (不锈钢有孔局部牙托)
Impression Tray

ZR2348RB
牙托, 前牙, 上下口, 局部, 有孔, 不锈钢



牙科夹 (不锈钢有孔活动牙托)
Impression Tray

ZR2349RB
牙托, 活动式, 有孔, 不锈钢



牙科夹 (不锈钢无孔牙托)
Impression Tray

ZR2350RB
牙托, 小上下口, 无孔, 不锈钢
Small

ZR2351RB
牙托, 中上下口, 无孔, 不锈钢
Middle

ZR2352RB
牙托, 大上下口, 无孔, 不锈钢
Large



牙科夹 (不锈钢无孔局部牙托)
Impression Tray

ZR2353RB
牙托, 左右, 局部, 无孔, 不锈钢



牙科夹 (不锈钢无孔局部牙托)
Impression Tray

ZR2354RB
牙托, 前牙上下口, 不锈钢



牙科夹 (牙托)、牙科夹 (牙托梗 腭杆)、牙科夹 (牙托梗 舌杆)
Impression Tray、Palatal Bars、Lingual Bars



牙科夹 (不锈钢无孔活动牙托)
Impression Tray

ZR2355RB
牙托, 活动式, 不锈钢



牙科夹 (不锈钢有孔无牙牙托)
Impression Tray

ZR2356RB
牙托, 无牙 小 上下口, 不锈钢
Small

ZR2357RB
牙托, 无牙 中 上下口, 不锈钢
Middle

ZR2358RB
牙托, 无牙 大 上下口, 不锈钢
Large



牙科夹 (不锈钢无孔无牙牙托)
Impression Tray

ZR2359RB
牙托, 无牙 小 上下口, 不锈钢
Small

ZR2360RB
牙托, 无牙 中 上下口, 不锈钢
Middle

ZR2361RB
牙托, 无牙 大 上下口, 不锈钢
Large




牙科夹 (牙托梗 腭杆)
Palatal Bars

ZR2362R
牙托梗 46 上口 大 1×20
Large

ZR2363R
牙托梗 43 上口 中 1×20
Middle

ZR2364R
牙托梗 40 上口 小 1×20
Small



牙科夹 (牙托梗 舌杆)
Lingual Bars

ZR2365R
牙托梗 48 下口 大 1×20
Large

ZR2366R
牙托梗 43 下口 中 1×20
Middle

ZR2367R
牙托梗 38 下口 小 1×20
Small

